

Cd18 Pab De Coelho - P05107

Número do item: CM0024283



introdução

O Anticorpo Policlonal de Coelho CD18 detecta a Integrina beta-2 humana (ITGB2, LFA-1, MAC-1) e reage cruzadamente com camundongo e rato. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ideal para pesquisa de adesão de leucócitos e resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD18 pAb de Coelho
Observações/Apelido	LAD; CD18; MF17; MF17; LCAMB; LFA-1; MAC-1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3689
GeneID	3689
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-125 do CD18 (NP_000202.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05107
Peso da Proteína	85kDa
Envio	Saco de gelo