

Anticorpo Monoclonal De Coelho Cd19 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P15391

Número do item: CM0003393



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD19 validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage com CD19 humano e de macaco cynomolgo, um coreceptor de células B envolvido na sinalização do BCR. Ideal para pesquisa em células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD19 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	B4; CVID3; CD19
Espécie	Humano
ID do Gene	930
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 457-556 do CD19 humano (NP_001761.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Macaco cynomolgo
SWISS	P15391
Peso da Proteína	61kDa
Envio	Bolsa de gelo