

Anticorpo Policlonal De Coelho Cd2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P06729

Número do item: CM0029236



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra o CD2 humano (T11, LFA-2). Validado para WB, IHC-P e ELISA. Ideal para estudar adesão de células T, ativação de linfócitos e vias de sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	T11; SRBC; LFA-2; CD2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	914
GeneID	914
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 235-351 do CD2 humano (NP_001758.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P06729
Peso Proteico	39kDa
Envio	Em saco de gelo