

Cd200 Pab De Coelho Para Wb, Elisa - P41217

Número do item: CM0026524

introdução

pAb de Coelho CD200 (Anticorpos Policlonais) de alta qualidade para WB, ELISA. Visa o CD200 humano (glicoproteína de membrana OX-2; SWISS: P41217), reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para investigar a coestimulação de células T e a regulação de células mieloides.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD200 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MRC; MOX1; MOX2; OX-2; CD200
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4345
ID do Gene	4345
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-240 do CD200 humano (NP_005935.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P41217
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Saco de gelo