

Anticorpo Monoclonal De Coelho Cd267/Taci Para Citometria De Fluxo - Q9Et35

Número do item: CM0006252

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante direcionado a CD267/TACI (TNFRSF13B) de camundongo, validado para citometria de fluxo. Receptor para APRIL e BAFF, fundamental para a função de linfócitos B e imunidade humoral. Para pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-CD267/TACI de Coelho
Observações/Alias	Taci; 1200009E08Rik; CD267/TACI
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	23495
GeneID	57916
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 5-129 de CD267/TACI de camundongo (NP_067324.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9ET35
Peso Proteico	27kDa
Envio	Bolsa de gelo