


## Anticorpo Monoclonal De Coelho Cd275 Para Wb, Elisa - O75144

Número do item: CM0005238



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado ao CD275 humano (B7H2/ICOSL). Validado para aplicações de WB e ELISA, ideal para estudos de costimulação de células T e resposta imune.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo Monoclonal de Coelho CD275                               |
| Observações/Apelido | B7h; B7H2; GL50; B7-H2; B7RP1; CD275; ICOSL; LICOS; B7RP-1; ICOS-L |
| Espécie             | Humano                                                             |
| GeneID (Humano)     | 23308                                                              |
| GeneID              | 23308                                                              |
| Imunógeno           | Proteína recombinante do CD275 humano.                             |
| Fonte               | Coelho                                                             |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                             |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                          |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                             |
| SWISS               | O75144                                                             |
| Peso Proteico       | 33kDa                                                              |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                      |