

Anticorpo Policlonal De Coelho Cd31/Pecam1 Para Wb, If-P, Elisa - P16284

Número do item: CM0019027



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CD31/PECAM1, validado para western blot, imunofluorescência e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Reconhece uma proteína de 83kDa crítica para migração transendotelial de leucócitos, adesão celular e fagocitose. Adequado para pesquisa cardiovascular e de inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho CD31/PECAM1
Observações/Apelido	CD31; PECA1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM; CD31/PECAM1
Espécie (Reatividade)	Humano
GeneID (Humano)	5175
GeneID	5175
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 630-738 de CD31/PECAM1 (NP_000433.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P16284
Peso Proteico	83kDa
Envio	Em saco de gelo