

Anticorpo Policlonal De Coelho Cd34 Para Wb - P28906

Número do item: CM0014361

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho CD34, validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA em humano e rato. Adequado para estudos de hematopoiese e adesão de células-tronco. 41kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho CD34 (pAb)
Observações/Apelido	CD34; Molécula CD34; GIG3; MORT1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	947
GeneID	947
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 32-290 do CD34 humano (NP_001020280.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P28906
Peso Molecular da Proteína	41kDa
Envio	Em saco de gelo