

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd4 Para Wb, If-P, Elisa - P01730

Número do item: CM0015716



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CD4 validado para WB, IF-P e ELISA em amostras humanas. Reconhece a glicoproteína de superfície de células T CD4, um correceptor imunológico essencial e receptor do HIV. Ideal para pesquisas em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CD4 pAb de coelho
Observações/Alcunhas	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut; CD4
Espécie	Humana
GeneID (humano)	920
GeneID	920
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-207 de CD4 (NP_000607.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P01730
Peso da proteína	51 kDa
Transporte	Bolsa de gelo