

Mab De Coelho Anti-Cd43 Para Wb, If/Icc, Elisa - P16150

Número do item: CM0006971

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD43 validado para western blot, IF/ICC e ELISA em amostras humanas. Tem como alvo a leucosialina, um regulador fundamental das funções das células T e do recrutamento de leucócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD43
Observações/Alíás	SPN; CD43; GALGP; GPL115; LSN; leucosialina
Espécie	Humana
ID do gene	6693
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-253 da CD43 humana (NP_003114.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P16150
Peso da proteína	40 kDa
Envio	Bolsa de gelo