

Anticorpo Policlonal De Coelho Contra Cd44 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P16070

Número do item: CM0014261



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CD44 humano, validado para Western blot, imunohistoquímica (parafina) e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo. Adequado para pesquisas sobre adesão celular, migração e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CD44 pAb de coelho
Observações/Apelidos	IN, LHR, MC56, MDU2, MDU3, MIC4, Pgp1, CDW44, CSPG8, H-CAM, HCELL, ECM-III, HUTCH-1, HUTCH-I, ECMR-III, Hermes-1, CD44
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	960
GeneID	960
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-178 de CD44 (NP_000601.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	P16070
Peso da proteína	82 kDa
Envio	Bolsa de gelo