


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd46 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15529

Número do item: CM0022441



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CD46 de alta qualidade, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reconhece o CD46 humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre regulação do complemento e interação entre hospedeiro e patógeno.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CD46 Rabbit pAb
Observações/alias	MCP; TLX; AHUS2; MIC10; TRA2.10; CD46
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	4179
ID do gene	4179
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-320 do CD46 humano (NP_722548.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P15529
Peso da proteína	44 kDa
Envio	Bolsa de gelo