

Anticorpo Policlonal Cd53 (Coelho) Para Wb E Elisa - Q61451

Número do item: CM0023622

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CD53 de camundongo (Ox-44, Tspan25) para WB e ELISA. Validado em amostras de camundongo; ideal para estudar funções de tetraspaninas no desenvolvimento de células B, homing de linfócitos e sinalização inflamatória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD53 pAb Coelho
Observações/Apelido	Ox-44; Tspan25; CD53
Espécie	Camundongo
GeneID	12508
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 107-181 do CD53 de camundongo (NP_031677.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q61451
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Saco com gelo