


Cd59 Coelho Pab - P13987

Número do item: CM0023527



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho CD59 para WB, IHC-P, ELISA. Tem como alvo o CD59 humano (SWISS: P13987, 14kDa) com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de complemento e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD59 Coelho pAb
Observações/Apelido	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; MIRL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20; CD59
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	966
ID do Gene	966
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-128 do CD59 humano (NP_001120695.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P13987
Peso da Proteína	14kDa
Envio	Saco de gelo