

Cd66A/Ceacam1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb Ihc-P Elisa - P13688

Número do item: CM0022723



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra o CEACAM1 humano (CD66a), testado em WB, IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Explore a regulação dos pontos de controle imunológicos, a adesão celular e a pesquisa oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	Anticorpo policlonal de coelho CD66a/CEACAM1
Observações/Alcunhas	BGP; BGP1; BGPI; CEACAM1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	634
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-430 do CEACAM1 humano (NP_001703.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P13688
Peso da proteína	58 kDa
Envio	Embalagem de gelo