

Pab De Coelho Contra Cd7 - P09564

Número do item: CM0026805

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CD7 validado para WB, FC e ELISA. Reage cruzadamente com o antígeno CD7 de linfócitos T (GP40/TP41) humano e de rato. Ideal para pesquisa em imunologia sobre ativação de linfócitos T e células NK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho contra CD7
Observações/Apelidos	GP40, TP41, Tp40, LEU-9, CD7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	924
GeneID	924
Imunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-180 da CD7 humana (NP_006128.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P09564
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Bolsa de gelo