


Cd70 Pab De Coelho - P32970

Número do item: CM0018995



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho anti-CD70 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com Humano, Rato, Camundongo. Adequado para estudar a sinalização CD70-CD27 na regulação imunológica e pesquisas sobre o microambiente tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD70 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CD27L; LPFS3; CD27-L; CD27LG; TNFSF7; TNLG8A; CD70
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	970
GeneID	970
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 47-126 do CD70 humano (NP_001243.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P32970
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Saco com gelo