

Anticorpo Monoclonal De Coelho Cd79A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P11912

Número do item: CM0007249



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho CD79a de alta qualidade validado para amostras humanas em Western blot, IHC-P, IF/ICC, citometria de fluxo e ELISA. Detecta a cadeia alfa do receptor de células B de 25kDa (SWISS P11912), crucial para sinalização do BCR e pesquisa imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho CD79a
Observações/Apelido	IGA; MB1; MB-1; IGAAlpha; CD79a
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	973
GeneID	973
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 165-225 do CD79a humano (NP_001774.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P11912
Peso Proteico	25kDa
Envio	Em saco de gelo