

Anticorpo Monoclonal De Coelho Cd79B Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P40259

Número do item: CM0004829



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho CD79B validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Adequado para pesquisa de sinalização do receptor de células B e desenvolvimento de ensaios de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho CD79B
Observações/Apelido	B29; IGB; AGM6; Igbeta; CD79B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	974
GeneID	974
Imunogênio	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P40259
Peso Proteico	26kDa
Envio	Saco de Gelo