

Cdc25C Coelho Pab Para If/Icc, Elisa - P30307

Número do item: CM0017004



introdução

CDC25C Coelho pAb é um anticorpo policlonal validado para IF/ICC e ELISA, direcionado à fosfatase 3 indutora da fase M. Adequado para amostras humanas em pesquisa de ciclo celular e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDC25C Coelho pAb
Observações/Apelido	CDC25; PPP1R60; CDC25C
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	995
GeneID	995
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P30307
Peso Proteico	53kDa
Envio	Saco de gelo