

Anticorpo Monoclonal De Coelho Cdc5L Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q99459

Número do item: CM0011029



introdução

CDC5L mAb de coelho, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconhece CDC5L humano, de camundongo (92 kDa). Ideal para estudos de splicing, ciclo celular, dano no DNA. UniProt Q99459.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDC5L mAb de coelho
Observações/Apelido	CDC5; CEF1; PCDC5RP; CDC5-LIKE; dj319D22.1; CDC5L
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	988
GeneID	988
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q99459
Peso Proteico	92kDa
Envio	Saco de gelo