

Anticorpo Policlonal De Coelho Cdh9 Para Wb E Elisa - Q9ULb4

Número do item: CM0013028

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CDH9 humano (Caderina-9), validado para WB e ELISA. Ideal para pesquisa de adesão celular. Reage cruzadamente com humano. UniProt: Q9ULB4.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDH9 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CDH9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1007
GeneID	1007
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 340-420 do CDH9 humano (NP_057363.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9ULB4
Peso Proteico	89kDa
Envio	