

Anticorpo Monoclonal De Coelho Cdk1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06493

Número do item: CM0005064



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CDK1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta CDK1 em amostras humanas, de camundongo e de rato. O CDK1 é uma cinase de serina/treonina crítica que impulsiona a transição G2/M e a mitose. Ideal para pesquisas em oncologia, ciclo celular e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDK1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	CDC2; CDC28A; P34CDC2; CDK1
Espécie	Humano
GeneID	983
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P06493
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco com gelo