


Anticorpo Monoclonal Coelho Polymab® Cdk1/2 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P06493/P24941

Número do item: CM0006408



introdução

O CDK1/2 Rabbit PolymAb® é um anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado a CDK1/CDK2, validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage com humano e camundongo. Ideal para pesquisa em ciclo celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDK1/2 Rabbit PolymAb®
Observações/Apelido	CDC2; CDC28A; P34CDC2; CDKN2; p33(CDK2)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	983/1017
ID do Gene	983/1017
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 199-298 do CDK1/2 humano (P24941)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P06493/P24941
Peso Proteico	34kDa
Envio	Saco de Gelo