

Anticorpo Monoclonal De Coelho Cdk4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P11802

Número do item: CM0006590



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado ao CDK4 humano (PSK-J3). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Detecta uma proteína de 34kDa. Ideal para estudos do ciclo celular, câncer e via de sinalização RB.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho CDK4
Observações/Apelido	CMM3; PSK-J3; CDK4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1019
GeneID	1019
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-303 do CDK4 humano (NP_000066.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P11802
Peso Molecular da Proteína	34kDa
Envio	Em saco de gelo