

Anticorpo Policloonal De Coelho Cdk4 [Ko Validado] Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P11802

Número do item: CM0020958



introdução

Anticorpo policloonal de coelho anti-CDK4, validado por KO, para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Detecta CDK4 humano, de camundongo e rato. Imunogeno peptídeo sintético (aa 204-303). Ideal para pesquisa sobre ciclo celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] pAb de Coelho anti-CDK4
Observações/Apelidos	CMM3; PSK-J3; K4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1019
GeneID	1019
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 204-303 do CDK4 humano (NP_000066.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11802
Peso Proteico	34kDa
Envio	Bolsa de gelo