


Anticorpo Policlonal De Coelho Cdk5Rap3 Para Wb E Elisa - Q96Jb5

Número do item: CM0018565



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CDK5RAP3 (C53/IC53/LZAP), validado para WB e ELISA em amostras humanas; visa um adaptador de ufmylação de 57 kDa e regulador do ciclo celular; ideal para pesquisa de reciclagem de ribossomos e sinalização de câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDK5RAP3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	C53; IC53; LZAP; HSF-27; MST016; PP1553; OK/SW-cl.114; CDK5RAP3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	80279
ID do Gene	80279
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do CDK5RAP3 humano (NP_788276.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96JB5
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Saco de gelo