

Anticorpo Policlonal De Coelho Contra Cdk9 Para Wb E Elisa - P50750

Número do item: CM0013116



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CDK9, validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para estudos de regulação da transcrição, ciclo celular e modificação da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CDK9 Rabbit pAb
Observações/alias	TAK; C-2k; CTK1; CDC2L4; PITALRE; CDK9
Espécie	Humana
GeneID (humano)	1025
GeneID	1025
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 153-372 da CDK9 humana (NP_001252.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P50750
Peso da proteína	43 kDa
Transporte	Bolsa de gelo