


Cdkn2A/P16Ink4A Pab De Coelho Para Wb, Elisa - P42771 / Q8N726

Número do item: CM0017794



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o CDKN2A/p16INK4a humano, validado para WB e ELISA. Adequado para estudos do ciclo celular e de supressão de tumores. Reconhece múltiplas isoformas (8-17 kDa). Reage cruzadamente com humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDKN2A/p16INK4a pAb de Coelho
Observações/Apelido	ARF; MLM; P14; P16; P19; CMM2; INK4; MTS1; TP16; CDK4I; CDKN2; INK4A; MTS-1; P14ARF; P19ARF; P16INK4; P16INK4A; P16-INK4A; CDKN2A/p16INK4a
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1029
GeneID	1029
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-156 do CDKN2A/p16INK4a humano (NP_000068.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P42771/Q8N726
Peso da Proteína	8kDa/11kDa/12kDa/13kDa/16kDa/17kDa
Envio	Saco de gelo