

Anticorpo Policlonal Coelho Cdv3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uky7

Número do item: CM0020070

introdução

Anticorpo Policlonal Coelho CDV3 adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta a proteína CDV3 humana, de rato e de camundongo. Produzido contra um peptídeo sintético dentro dos aminoácidos 150-250 do CDV3 humano. Para uso em pesquisa em câncer de mama e biologia celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb Coelho CDV3
Observações/Apêndice	H41; CDV3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55573
ID do Gene	55573
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 150-250 do CDV3 humano (NP_060018.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9UKY7
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Bolsa de Gelo