

## Anticorpo Policlonal De Coelho Cdx1 Para Wb, Elisa - P47902

Número do item: CM0026222



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho CDX1 validado para Western blot (WB) e ELISA com reatividade humana e de camundongo. Ideal para investigar a regulação transcricional no epitélio intestinal e em modelos de câncer colorretal.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | CDX1 pAb de Coelho                                                                                                        |
| Observações/Apêndice | CDX1                                                                                                                      |
| Espécie              | Humano                                                                                                                    |
| GeneID (Humano)      | 1044                                                                                                                      |
| GeneID               | 1044                                                                                                                      |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 136-265 do CDX1 humano (NP_001795.2) |
| Fonte                | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                    |
| Aplicação            | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo                                                                                                        |
| SWISS                | P47902                                                                                                                    |
| Peso Proteico        | 28kDa                                                                                                                     |
| Envio                | Bolsa de Gelo                                                                                                             |