

Anticorpo Policlonal De Coelho Cdx2 Para Ihc-P E Elisa - Q99626

Número do item: CM0019419



introdução

Anticorpo policlonal de coelho CDX2 para IHC-P e ELISA. Reage com o fator de transcrição CDX2 humano, de rato e de camundongo. Ideal para estudos de desenvolvimento e diferenciação intestinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDX2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CDX3; CDX-3; CDX2/AS; CDX2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1045
ID do Gene	1045
Imunógeno	Proteína Recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-180 do CDX2 humano (NP_001256.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99626
Peso Proteico	34kDa
Envio	Saco de Gelo