


Anticorpo Policlonal De Coelho Ceacam7 Para Wb E Elisa - Q14002

Número do item: CM0025183



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a CEACAM7 (CGM2) para aplicações de Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar adesão celular no epitélio do cólon e câncer colorretal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CEACAM7 Rabbit pAb
Observações/Alias	CGM2; CEACAM7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1087
GeneID	1087
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 36-242 da CEACAM7 humana (NP_008821.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14002
Peso da Proteína	29kDa
Transporte	Bolsa de gelo