

Anticorpo Monoclonal De Coelho Cend1 Para Wb, If-P, Elisa - Q8N111

Número do item: CM0012112

introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho CEND1 validado para WB, IF-P, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Adequado para pesquisa de diferenciação neuronal. UniProt Q8N111.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho CEND1
Observações/Apelido	BM88; CEND1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51286
GeneID	51286
Imunogénio	Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 70-149 do CEND1 humano (NP_057648.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q8N111
Peso Proteico	15kDa
Envio	Saco de Gelo