

Anticorpo Policlonal De Coelho Cend1 Para Wb, Elisa - Q8N111

Número do item: CM0022273

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CEND1 humano (BM88), validado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para o estudo da diferenciação neuronal e saída do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CEND1 Rabbit pAb
Observações/Alias	BM88; CEND1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51286
GeneID	51286
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-123 da CEND1 humana (NP_057648.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N111
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Bolsa de gelo