

Anticorpo Policlonal De Coelho Cenpe Para Wb, Elisa - Q02224

Número do item: CM0022388



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho CENPE validado para WB e ELISA, reativo em humano, camundongo e rato. Ideal para investigar a congression cromossômica e a sinalização do checkpoint mitótico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CENPE Rabbit pAb
Observações/Apelido	KIF10; CENP-E; MCPH13; PPP1R61; CENPE
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1062
GeneID	1062
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2542-2701 da CENPE humana (NP_001804.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q02224
Peso Proteico	316kDa
Envio	Bolsa de gelo