

Anticorpo Policloonal De Coelho Cep290 Para Wb, Elisa - O15078

Número do item: CM0024689

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao CEP290 humano (290 kDa), uma proteína centrosomal chave na formação de cílios. Validado para Western blot e ELISA, apoiando a pesquisa sobre ciliopatias e biologia do centrissomo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CEP290 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CT87; MKS4; POC3; rd16; BBS14; JBTS5; LCA10; NPHP6; SLSN6; 3H11Ag; CEP290
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	80184
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 950-1050 do CEP290 humano (NP_079390.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O15078
Peso Proteico	290kDa
Envio	Bolsa de gelo