

Ces3 Coelho Pab - Q6Uww8

Número do item: CM0029225

introdução

Anticorpo policlonal de coelho CES3 de alta qualidade validado para aplicações WB e ELISA. Detecta CES3 endógena em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudar desintoxicação xenobiótica e ativação de pró-fármacos no fígado, cólon e intestino delgado.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CES3 Coelho pAb
Observações/Apelido	ES31; CES3
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	23491
GeneID	23491
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 269-568 da CES3 humana (NP_001172106.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6UWW8
Peso da Proteína	62kDa
Transporte	Bolsa de gelo