

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cga Para Wb E Elisa - P01215

Número do item: CM0017359



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a cadeia alfa de glicoproteínas humanas CGA (~13 kDa). Validado para Western blot e ELISA. Detecta a subunidade alfa compartilhada de TSH, LH, FSH e CG para pesquisa endócrina e reprodutiva.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Anti-CGA
Observações/Apelido	HCG; LHA; FSHA; GPA1; GPHa; TSHA; GPHA1; CG-ALPHA; CGA
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1081
GeneID	1081
Imunogênio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01215
Peso Proteico	13kDa
Envio	Em saco de gelo