


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cgrp Para Wb, Elisa - P06881

Número do item: CM0007307



introdução

O Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-CGRP da CamelBio é um anticorpo monoclonal para WB e ELISA, direcionado ao peptídeo 1 relacionado ao gene da calcitonina humano (SWISS: P06881). O CGRP é um hormônio vasodilatador envolvido em funções cardiovasculares e neuronais. Ideal para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-CGRP
Observações/Apelido	CT; KC; PCT; CGRP; CALC1; CGRP1; CGRP-I; CGRP-alfa
Espécie	Humano
ID do Gene (humano)	796
ID do Gene	796
Imunógeno	Peptídeo sintético (Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 25-125 do CGRP humano (NP_001029125.1))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P06881
Peso Molecular da Proteína	15 kDa
Transporte	Em saco de gelo