

Anticorpo Monoclonal De Coelho Chdh Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q8Ne62

Número do item: CM0009076

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho CHDH validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA em humano, rato, camundongo. Almeja a colina desidrogenase mitocondrial (65 kDa) para estudos de autofagia e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHDH mAb de Coelho
Observações/Apelido	CHDH
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55349
ID do Gene	55349
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 245-594 do CHDH humano (NP_060867.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NE62
Peso da Proteína	65kDa
Envio	Saco com gelo