

Chmp7 Rabbit Pab - Q8Wux9

Número do item: CM0017029

introdução

Anticorpo policlonal CHMP7 validado para WB, ELISA em humanos, camundongos e ratos. Tem como alvo a proteína ESCRT-III com função de vedação do envelope nuclear. Ideal para estudos de divisão celular e triagem endossômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	CHMP7 Rabbit pAb
Observações/Alias	CHMP7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	91782
GeneID	91782
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8WUX9
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Bolsa de gelo