

Chrna10 Coelho Pab - Q9Gzz6

Número do item: CM0029362

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a CHRNA10 humana, uma subunidade do receptor nicotínico de acetilcolina neuronal. Validado para Western blot e ELISA. Ideal para estudar transmissão sináptica auditiva, adesão de queratinócitos e sinalização de cálcio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHRNA10 Coelho pAb
Observações/Alias	CHRNA10
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	57053
ID do Gene	57053
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-240 da CHRNA10 humana (NP_065135.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9GZZ6
Peso Proteico	50kDa
Envio	Bolsa de gelo