


Anticorpo Policlonal De Coelho Cited2 Para Wb E Elisa - Q99967

Número do item: CM0020003



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho CITED2 validado para Western blot e ELISA. Detecta a proteína humana CITED2, reage cruzadamente com rato, peso molecular previsto de 28kDa. Ideal para estudos de regulação transcricional e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CITED2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ASD8; MRG1; VSD2; MRG-1; P35SRJ; CITED2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10370
GeneID	10370
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da CITED2 humana (NP_001161860.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q99967
Peso da Proteína	28kDa
Transporte	Saco de gelo