

Anticorpo Monoclonal De Coelho Claudin18.2 Para Ihc-P, Elisa - P56856

Número do item: CM0003728

introdução

Específico para a isoforma humana CLDN18.2, este anticorpo monoclonal de coelho é validado para aplicações de IHC-P e ELISA. Ideal para pesquisa de junções apertadas, estudos de tecido gástrico e pulmonar, e desenvolvimento de ensaios de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Claudin18.2
Observações/Apelido	SFTA5; SFTPJ; Claudin18.2
Espécie	Humano
ID do Gene	51208
Imunogénio	Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do CLDN18.2 humano (P56856-2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P56856
Peso Proteico	28kDa
Envio	Saco de Gelo