

CLDN18 Coelho Pab - P56856

Número do item: CM0029971

introdução

Anticorpo policlonal de coelho confiável contra Claudina-18 humana, validado para WB e ELISA. Mostra reatividade cruzada com camundongo e rato, ideal para pesquisa de junções apertadas, pulmão e estômago.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CLDN18 Coelho pAb
Observações/Apelido	SFTA5; SFTPJ; CLDN18
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51208
GeneID	51208
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-261 da CLDN18 humana (NP_057453.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P56856
Peso Proteico	28kDa
Remessa	Saco de gelo