


Anticorpo Policlonal De Coelho Cldn2 Para Wb E Elisa - P57739

Número do item: CM0014065



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho CLDN2 validado para WB e ELISA em Humano, Camundongo e Rato. Alvo em Claudina-2, uma proteína de junção apertada envolvida na permeabilidade paracelular. Ideal para pesquisa de barreira epitelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CLDN2 pAb de Coelho
Observações/Alias	OAZON; claudina-2; CLDN2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9075
ID do Gene	9075
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P57739
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Bolsa de gelo