

Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Gasdermin B Clivada (Terminal C) Para Wb E Elisa - Q8Tax9

Número do item: CM0007704



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho para Gasdermin B clivada (Terminal C) para Western blot e ELISA. Validado em amostras humanas, direcionado ao fragmento C-terminal após a clivagem mediada por granzima. Ideal para pesquisa de piroptose e morte celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho para Gasdermin B Clivada (Terminal C)
Observações/Alias	GSDML; PP4052; GSDMB-1; PRO2521; Cleaved Gasdermin B (C Terminal)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55876
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a resíduos ao redor de Ser245 da Gasdermin B humana (NP_001159430.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpo Monoclonal
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8TAX9
Peso da Proteína	18kDa/45kDa/46kDa/47kDa
Envio	Bolsa de gelo