

Anticorpo Policlonar De Coelho Para Gasdermina B Clivada Para Wb E Elisa - Q8Tax9-6

Número do item: CM0019435

introdução

Anticorpo Policlonar de Coelho para Gasdermina B Clivada validado para WB e ELISA. Tem como alvo a Gasdermina B humana, uma proteína formadora de poros que media a piroptose. Ideal para pesquisa em morte celular e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho para Gasdermina B Clivada
Observações/Alias	GSDML; PP4052; GSDMB-1; PRO2521; Cleaved Gasdermin B
Espécie	Humano
ID do Gene	55876
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-300 da Gasdermina B Clivada humana. (NP_001159431.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8TAX9-6
Peso da Proteína	18kDa/45kDa/46kDa/47kDa
Envio	Bolsa de gelo