


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Gasdermina D Clivada (Terminal C) - Q9D8T2

Número do item: CM0009577



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Gasdermina D clivada (Terminal C) (Rato) para WB, IP, ELISA. Direciona-se à região C-terminal da gasdermina-D, um mediador chave da piroptose. Ideal para pesquisa de inflamassoma e morte celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Gasdermina D Clivada (Terminal C)
Observações/Alias	DF5L; M2-4; Dfna5I; GsdmD-1; Gsdmdc1; 1810036L03Rik
Espécie	Rato
ID do Gene (Humano)	79792
ID do Gene	69146
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 277-376 da Gasdermina D Clivada (Terminal C) de rato (NP_081236.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q9D8T2
Peso Proteico	53 kDa
Transporte	Saco de gelo